



Tam Protez Yapım Aşamaları Protetik Diş Tedavisi Klinik Yardımcılığı

DR. ELİF FİGEN KOÇAK

AŞAMALAR


- 1- ANATOMİK ÖLÇÜ
- 2-FONKSİYONEL ÖLÇÜ
- 3-MUMLU PROVA
- 4-DİŞLİ PROVA
- 5- BİTİM

ANATOMİK ÖLÇÜ

- Anatomik ölçü metal dişsiz kaşıklarla alginat ölçü kullanılarak alınır. Kaşık numarası hasta ağzına göre hekim tarafından belirlenir.



ANATOMİK ÖLÇÜ



FONKSİYONEL ÖLÇÜ

- Foksiyonel ölçüde kişisel kaşık ve çinko oksit öjenol ölçü kullanılır.
- Kenar şekillendirmesi için kerr mumu ateşte yumuşatılarak kullanılır.








MUMLU
PROVA

Mumlu prova da
muayene seti ve
spatül setine ek
olarak belirtilen
alet ve
malzemeler
hazırlanır:







MUMLU PROVA









DİŞLİ PROVA

AYNA SOND PRESEL

FOX DÜZLEMİ

PERGEL

KALEM

BİTİM

BİTMİŞ PROTEZ

ARTİKÜLASYON KAĞIDI

PİYASEMEN

PİYASEMEN FREZLERİ

LASTİK

AYNA SOND PRESEL